

	Note d'information	Rév. 0 Page 1 sur 1
	Instructions pour la collecte et la conservation en vue du test de recherche de sang occulte dans les selles	P06_A0250_MAN001_FI003 Réf. P06_A0250_MAN001

Le laboratoire fournit 3 flacons de prélèvement de selles dotés d'un bouchon à vis, contenant du liquide de conservation.

COMMENT COLLECTER LES SELLES :

- ⇒ Aucun régime particulier n'est nécessaire avant le test ;
- ⇒ Ne pas effectuer le test pendant les règles, ni si vous avez des hémorroïdes ;
- ⇒ Éviter de contaminer les selles avec de l'urine ;
- ⇒ Collecter des échantillons de selles sur trois jours différents (de préférence un jour sur deux) ;
- ⇒ Dévisser et retirer le bouchon VERT du flacon ;
- ⇒ Passer la tige sur les selles plusieurs fois horizontalement et verticalement ;
- ⇒ Insérer la tige dans le flacon, le revisser et l'agiter ;
- ⇒ Appliquer sur le flacon les étiquettes fournies en indiquant :
 - **Nom :**
 - **Prénom :**
 - **Âge ;**
 - **Sexe ;**
 - **Date de la collecte des selles.**

Remettre les échantillons au laboratoire le plus rapidement possible.

Si cela n'est pas possible, conserver les échantillons au réfrigérateur.